

ニコン 測定顕微鏡 MM-40/MM-11 反射・透過 兼用 高輝度LEDランプハウス

LED-LH-M40

価格 64,000 円(税抜)



MM-40もしくはMM-11の
反射照明部・透過照明部 いずれにも
取付可能です。



ニコン測定顕微鏡 MM-40 反射照明部への取付例



ニコン 測定顕微鏡 MM40/MM11 透過用 グリーンフィルター付き 高輝度LEDランプハウス

LED-LH-M40G

価格 75,000 円(税抜)



ニコン測定顕微鏡 MM-40 透過照明部



透過照明部へのLED-LH-M40G取付イメージ

旧ニコン投光管φ36対応 高輝度LEDランプハウス

LED-LH-M36

価格 69,000 円(税抜)



◎ 下記 LED-LH12-LHS は、お手持ちのパーツに改造を加えることで、対応可能です。

(パーツの一部を弊社へお送り頂き、弊社にて改造させていただきます。下記価格には、改造費を含みます。)

ニコン ランプハウス LHS-H100Pシリーズ 12V100W用 高輝度LEDランプハウス

LED-LH12-LHS

価格 98,000 円(税抜・改造費含む)

要パーツ改造 要パーツ送付

< 対応機種 >

ニコン ランプハウス 12V100W LHS-H100P-1・LHS-H100P-2

ニコン オプチフォト150・200 反射

ニコン エクリプスL300D (反射・透過)

ニコン 倒立金属顕微鏡 エピフォト300

ニコン 倒立金属顕微鏡 TME300



改造後

御支給品

この部分をお預かりして
改造します

LHS-H100P-2

※ すべてのLED-LHシリーズに、専用ACアダプターが付属します。セット内容や基本仕様は、8ページ掲載のLED-LHの仕様をご確認ください。