

オリンパス BHTU/BHT 6V20W 透過用 高輝度LEDランプハウス  
LED-LH6 **価格 68,000 円(税抜)**

オリンパス顕微鏡のBHTU/BHTについている  
6V20Wハロゲンランプハウスを、  
LEDランプハウスLED-LH6へ交換できます。



BHTU/BHT 用  
6V 20W ハロゲンランプハウス



変更後

高輝度LEDランプハウス LED-LH6 取付イメージ

実体顕微鏡透過課題ハロゲンランプU-LS30-5にも対応可能  
(SZX2-ILLB)



オリンパス BH2用投光管(黒) 12V50W用(取付部 30φ) 高輝度LEDランプハウス  
LED-LH-30 **価格 69,000 円(税抜)**



内径 30φ



オリンパスBH2用投光管(黒) 12V50W



使用しません

LED-LH-30を取り付ける部位

◎ 下記 LED-LH12-100 は、お手持ちのパーツに組み合わせることで、対応可能です。

オリンパス ランプハウス U-LH100用 高輝度LEDランプハウス **要パーツ改造** **パーツ送付不要**  
LED-LH12-100 **価格 78,000 円(税抜)**



改造後



この部分を改造します



U-LH100



この部分を改造します



U-LH100-3



GX41



<対応機種>

オリンパス ランプハウス U-LH100-3

オリンパス GX41 / GX51 / IX70