

◎ 下記 LED-LH-12 は、お手持ちのパーツに改造を加えることで、対応可能です。

(パーツの一部を弊社へお送り頂き、弊社にて改造させていただきます。下記価格には、改造費を含みます。)

オリンパス 12V50W/100W ランプハウス用 高輝度LEDランプハウス

要パーツ改造 要パーツ送付

LED-LH-12

価格 88,000 円(税抜)



改造後

・オリンパス 12V 100W ランプハウス
 ・オリンパス 12V 50W ランプハウス
 ・オリンパス MX-LSH 12V100Wランプハウス
 などの、右写真④のような
 二極の電極を持つ形状のランプソケットに
 対応します。

対象のハロゲンランプハウスを一部改造します。

オリンパスBHS/BHSU用12V100W ハロゲンランプハウス



変更後



< ハロゲンユニットの改造について >

① ご注文後、お手持ちのハロゲンユニットから



② 下写真④の二極ランプソケット部のみを弊社へお送りいただき、



御支給品



使用しません

③ 弊社でランプ部の形状を改造してLED-LH12の照明ユニットと共に、納品致します。



TV同軸レンズ用LED照明装置

LED-LH-3W

価格 48,000 円(税抜)



コントローラーへ接続

照明取付部

接続コード長さ 約2m

φ8

φ14

12

20

50

単位 mm



コントローラー部

単位 mm

凸部除く外寸

テレセントリックレンズやボンダーレンズなどの
 各種同軸照明挿入口に挿し込んでお使い頂ける、
 LED照明装置です。

φ8mmの照明挿入口用
 (φ14の部分に固定も可能)

※左図LED先端寸法をご参照ください

LEDランプハウスシリーズ一覧			
型番	価格	対応する照明仕様	掲載ページ
LED-LH	68,000 円(税抜)	ニコン オプチフォトシリーズ 投光管EPI-U付属12V50Wハロゲンランプハウス ニコン 測定顕微鏡 MM-60 MM-22/20型 (反射照明・透過照明部) ニコンランプハウス LV-LH50PC オリンパス BHシリーズ投光管 BH2-UMA (反射専用) 12V50Wランプハウス	8p
LED-LH-M40	64,000 円(税抜)	ニコン 測定顕微鏡 MM-40/MM-11 反射・透過 兼用	9p
LED-LH-M40G	75,000 円(税抜)	ニコン 測定顕微鏡 MM-40/MM-11 透過専用 グリーンフィルター付き	9p
LED-LH-M36	69,000 円(税抜)	旧ニコン投光管φ36	9p
LED-LH12-LHS	98,000 円(税抜) ※改造費含む	ニコンランプハウス 12V100W用 LHS-H100P-1 / LHS-H100P-2 ニコン オプチフォト 150 / 200 反射 ニコン エクリプス L300D (反射・透過) ニコン 倒立金属顕微鏡 エピフォト300 / TME300	9p
LED-LH6	68,000 円(税抜)	オリンパス BHTU/BHT 6V20W 透過用 実体顕微鏡透過架台 (SZX2-ILLB) ハロゲンランプ U-LS30-5	10p
LED-LH-30	69,000 円(税抜)	オリンパス BH2用投光管 (黒) 12V50W用 (取付部30φ)	10p
LED-LH12-100	78,000 円(税抜)	オリンパス ランプハウス U-LH100用 オリンパス 倒立顕微鏡 GX41 オリンパス 倒立顕微鏡 GX51 オリンパス 倒立顕微鏡 IX70	10p
LED-LH-12	88,000 円(税抜) ※改造費含む	オリンパス BHS/BHSU 12V100Wハロゲンランプハウス オリンパス 12V50Wハロゲンランプハウス オリンパス MX-LSH 12V100W などの、二極の電極を持つ形状のランプソケット	11p
LED-LH-3W	48,000 円(税抜)	φ8mm/14mmテレセントリックレンズ・ボンダーレンズ等同軸照明挿入口要	11p

※ LED化の対応可否のお問い合わせ時には、お手持ちのランプハウス部分の写真をお送りください。

※ すべてのLED-LHシリーズに、専用ACアダプターが付属します。セット内容や基本仕様は、8ページ掲載のLED-LHの仕様をご確認ください。