

三眼ズーム式実体顕微鏡 AR-Z3TR ／ 双眼ズーム式実体顕微鏡 AR-Z2

オプション品

PCモニターダイレクトカメラ

AR-D200HD 価格 78,000 円(税抜)

※ 1/3" CMOS (PC不要/モニター必要)

オプション品

ディスプレイ一体型
Cマウントカメラ

AR-YW5612

価格 180,000 円(税抜)

※ 1/2.8" CMOS
11.6インチ液晶
(PC不要/モニター不要)

カメラ撮像素子サイズ
1/3 インチ 1/2.8 インチ

オプション品

200万画素フルHDデジタルカメラ

AR-YW3630 価格 120,000 円(税抜)

※ 1/2" CMOS (PC不要/モニター必要)

オプション品

USB 3.0/2.0 CMOS カメラ

ARU3-S / ARU3-K シリーズ

ARU3-1500K/S(1/2.5") ARU3-1504K/S(1/2.5")
ASU3-11000K/S(1/2.3") ARU3-1300K/S(1/2")
ARU3-4133K/S(1/1.8") ARU2-4133K/S(1/1.8")

価格 98,000～238,000 円(税抜)

※ USBカメラ (PC必要)

カメラ撮像素子サイズ
1/2.5 インチ 1/2.3 インチ 1/2 インチ 1/1.8 インチ

オプション品

Cマウント4Kカメラ

AR-YW5109P

価格 168,000 円(税抜)

※ 1/1.8" CMOS (PC不要/4Kモニター必要)

オプション品

USB 3.0 CMOS カメラ

ARU3-2234K 価格 208,000 円(税抜)

ARU3-2234S 価格 150,000 円(税抜)

※ USBカメラ (PC必要) 高画質タイプ

カメラ撮像素子サイズ
1/1.2 インチ

Cマウント0.35X推奨

他Cマウントも利用可能

Cマウント0.5X推奨

標準Cマウント1Xも利用可能

1/1.2"カメラご利用時のCマウントは1Xのみ対応

オプション品

Cマウント0.35X

AR-CTV0.35X

価格 18,000 円(税抜)

オプション品

Cマウント0.5X

AR-CTV0.5X

価格 15,000 円(税抜)

標準付属品

Cマウント1X

AR-CTV1X

※ Cマウントは、3種類のうちいずれか一つを使用

オプション品 (AR-Z2共通)

接眼レンズ20X

WF20X/10

価格 18,000 円(税抜) (2個1組)

※ 視野数10 観察倍率14～90X

オプション品 (AR-Z2共通)

接眼マイクロメーター 水平目盛り

AR1000 (標準接眼レンズ10X用)

価格 8,000 円(税抜)

※ 20Xの接眼レンズには取付不可

三眼ズーム式実体顕微鏡 標準仕様

AR-Z3TR 価格 90,000 円(税抜)

製品仕様 / 製品構成	
観察総合倍率	7 ~ 45X
接眼レンズ	10X 視野数 20
対物レンズ	0.7 ~ 4.5X
作動距離	100 mm
グリノー式光学系	
Cマウント 1X 付属	
両眼視度補正付き	
標準架台	
寸法	200(W)x255(D)x27(H) mm
支柱長さ	250mm
サンプルクリップ2個 付属	
白黒プレート板 付属	
フォーカシングユニット	
上下動ストローク	約 47 mm
最大試料高さ	150mm (照明取付無しの状態)
質量	4.3 kg

※ 目視とカメラ画像の同時観察が可能

三眼ズーム式実体顕微鏡
AR-Z3TR



双眼ズーム式実体顕微鏡 標準仕様

AR-Z2 価格 75,000 円(税抜)

製品仕様 / 製品構成	
観察総合倍率	7 ~ 45X
接眼レンズ	10X 視野数 20
対物レンズ	0.7 ~ 4.5X
作動距離	100 mm
グリノー式光学系	
両眼視度補正付き	
標準架台	
寸法	200(W)x255(D)x27(H) mm
支柱長さ	250mm
サンプルクリップ2個 付属	
白黒プレート板 付属	
フォーカシングユニット	
上下動ストローク	約 47 mm
最大試料高さ	150mm (照明取付無しの状態)
質量	4.1 kg

