

ARMSSYSTEM

実体顕微鏡
カタログ

Ver.3

三眼／双眼ズーム式実体顕微鏡 AR-Z81シリーズ

三眼タイプは、目視とカメラ画像の切り替え操作無しで、同時観察が可能です。

ズーム比 8.1 視野数 24



三眼ズーム式実体顕微鏡 本体 AR-Z81TR(S)

価格 195,000 円(税抜)

◎ 三眼部(カメラ画像)と双眼部の同時観察可能



双眼ズーム式 実体顕微鏡 本体 AR-Z81(S)

価格 148,000 円(税抜)

品名	三眼ズーム式実体顕微鏡 本体	双眼ズーム式実体顕微鏡 本体
型番	AR-Z81TR(S)	AR-Z81(S)
価格	195,000 円(税抜)	148,000 円(税抜)
製品仕様	三眼ズーム式	双眼ズーム式
	Cマウント 0.5X付属 TVC0.5X	
	観察総合倍率 6.5 ~ 53X	ズーム比 8.1
	接眼レンズ10X(視野数24) 視度補正付き WF10X/24	
	本体ズーム 0.65 ~ 5.3X	
	鏡筒傾斜角 35°	
作動距離 100 mm		
グリノー式光学系		
三眼用オプションCマウント	双眼タイプの三眼への変更は Cマウント1X TVC1.0X 15,000 円(税抜)	できません。(内部設計が異なります)

※「本体」にフォーカシングユニット・架台は付属しません。
※ オプションの接眼レンズ・補助対物レンズは、本ページ下段表をご覧ください。

◎ 架台セット品は、下記3種類よりお選びいただけます(フォーカシングユニット付き)

三眼実体顕微鏡 小型ポール式架台セット AR-Z81TR-PSN

価格 210,000 円(税抜)



照明無し
p.7よりご選択ください

三眼実体顕微鏡 アーム式架台セット AR-Z81TR-A

価格 220,000 円(税抜)



照明無し
p.7よりご選択ください

三眼実体顕微鏡 落射透過照明付き架台セット AR-Z81TR-B3W

価格 250,000 円(税抜)



製品構成／仕様
三眼ズーム式実体顕微鏡 本体 AR-Z81TR(S)
小型ポール式架台
寸法 220(W) x 300(D) x 310(H)mm
白黒プレート付属
フォーカシングユニット:上下動ストローク 約40mm
最大試料高さ 145 mm
質量 約 5.1 kg

製品構成／仕様
三眼ズーム式実体顕微鏡 本体 AR-Z81TR(S)
アーム式架台
寸法 300(W) x 334(D) x 340(H)mm
白黒プレート付属
フォーカシングユニット:上下動ストローク 約40mm
最大試料高さ 145 mm
質量 約 5.1 kg

製品構成／仕様
三眼ズーム式実体顕微鏡 本体 AR-Z81TR(S)
LED落射・透過照明付きポール式架台
寸法 205(W) x 275(D) x 295(H) mm
ガラスプレート・白黒プレート付属
フォーカシングユニット:上下動ストローク 約 40 mm
最大試料高さ 175 mm
質量 約 5.8 kg

三眼実体顕微鏡 小型ポール式架台リング照明セット AR-Z81TR-PSN-72

価格 233,000 円(税抜)

本ページ掲載 AR-Z81TR-PSN と、4方向独立照射型リング照明 LED-R72 (23,000円)のセット

双眼実体顕微鏡セット 各種

双眼実体顕微鏡 小型ポール式架台セット AR-Z81-PSN

価格 163,000 円(税抜)

双眼実体顕微鏡 アーム式架台セット AR-Z81-A

価格 173,000 円(税抜)

双眼実体顕微鏡 落射透過照明付き架台セット AR-Z81-B3W

価格 203,000 円(税抜)

オプション品 接眼レンズ・補助対物レンズ 使用時の光学性能仕様

	補助対物レンズ0.5X 作動距離 180 mm SZ0.5X オプション品 価格 10,000 円(税抜)	補助対物レンズ0.75X 作動距離 110 mm SZ0.75X オプション品 価格 10,000 円(税抜)	標準ズーム本体 0.65~5.3X 作動距離 100 mm	補助対物レンズ2X 作動距離 39 mm SZ2.0X オプション品 価格 10,000 円(税抜)
接眼レンズ 10X 視野数24 WF10X/24 標準付属品 価格 1個 10,000 円(税抜)	観察倍率 3.25 ~ 26.5 実視野(φ mm) 73.85 ~ 9.05	観察倍率 4.88 ~ 39.75 実視野(φ mm) 49.24 ~ 6.03	6.5 ~ 53 36.93 ~ 4.52	13 ~ 106 18.47 ~ 2.26
接眼レンズ 15X 視野数16 WF15X/16 ヘリコイド付 価格 1個 12,000 円(税抜)	観察倍率 4.88 ~ 39.75 実視野(φ mm) 49.24 ~ 6.03	観察倍率 7.32 ~ 59.62 実視野(φ mm) 32.83 ~ 4.02	9.75 ~ 79.5 24.62 ~ 3.01	19.5 ~ 159 12.31 ~ 1.5
接眼レンズ 20X 視野数12 WF20X/12 ヘリコイド付 価格 1個 15,000 円(税抜)	観察倍率 6.5 ~ 53 実視野(φ mm) 36.93 ~ 4.52	観察倍率 9.75 ~ 79.5 実視野(φ mm) 24.62 ~ 3.01	13 ~ 106 18.47 ~ 2.26	26 ~ 212 9.24 ~ 1.13

三眼／双眼ズーム式実体顕微鏡 AR-Z68シリーズ

三眼タイプは、目視とカメラ画像の切り替え操作無しで、同時観察が可能です。

ズーム比 6.9 視野数 23



三眼ズーム式実体顕微鏡 本体 AR-Z68TR(S)

価格 145,000 円(税抜)

◎ 三眼部 (カメラ画像) と双眼部の同時観察可能



双眼ズーム式 実体顕微鏡 本体 AR-Z68(S)

価格 115,000 円(税抜)

品名	三眼ズーム式実体顕微鏡 本体	双眼ズーム式実体顕微鏡 本体
型番	AR-Z68TR(S)	AR-Z68(S)
価格	145,000 円(税抜)	115,000 円(税抜)
製品仕様	三眼ズーム式	双眼ズーム式
	Cマウント 0.5X付属 TVC0.5X	
	観察総合倍率 6.8 ~ 47X	ズーム比 6.9
	接眼レンズ10X(視野数23) 視度補正付き WF10X/23	
	本体ズーム 0.68 ~ 4.7X	
	鏡筒傾斜角 35°	
作動距離 100 mm		
	グリノー式光学系	
三眼用オプションCマウント	双眼タイプの三眼への変更は Cマウント1X TVC1.0X 15,000 円(税抜)	できません。(内部設計が異なります)

※「本体」にフォーカシングユニット・架台は付属しません。
※ オプションの接眼レンズ・補助対物レンズは、本ページ下段表をご覧ください。

◎ 架台セット品は、下記3種類よりお選びいただけます(フォーカシングユニット付き)

三眼実体顕微鏡 小型ポール式架台セット AR-Z68TR-PSN

価格 160,000 円(税抜)



照明無し
p.7よりご選択ください

三眼実体顕微鏡 アーム式架台セット AR-Z68TR-A

価格 170,000 円(税抜)



照明無し
p.7よりご選択ください

三眼実体顕微鏡 落射透過照明付き架台セット AR-Z68TR-B3W

価格 200,000 円(税抜)



製品構成／仕様
三眼ズーム式実体顕微鏡 本体 AR-Z68TR(S)
小型ポール式架台
寸法 220(W) x 300(D) x 310(H)mm
白黒プレート付属
フォーカシングユニット: 上下動ストローク 約40mm
最大試料高さ 145 mm
質量 約 5.1 kg

製品構成／仕様
三眼ズーム式実体顕微鏡 本体 AR-Z68TR(S)
アーム式架台
寸法 300(W) x 334(D) x 340(H)mm
白黒プレート付属
フォーカシングユニット: 上下動ストローク 約40mm
最大試料高さ 145 mm
質量 約 5.1 kg

製品構成／仕様
三眼ズーム式実体顕微鏡 本体 AR-Z68TR(S)
LED落射・透過照明付きポール式架台
寸法 205(W) x 275(D) x 295(H) mm
ガラスプレート・白黒プレート付属
フォーカシングユニット: 上下動ストローク 約 40 mm
最大試料高さ 175 mm
質量 約 5.8 kg

三眼実体顕微鏡 小型ポール式架台リング照明セット AR-Z68TR-PSN-72

価格 183,000 円(税抜)

本ページ掲載 AR-Z68TR-PSN と、4方向独立照射型リング照明 LED-R72 (23,000円)のセット

双眼実体顕微鏡セット 各種

双眼実体顕微鏡 小型ポール式架台セット AR-Z68-PSN

価格 130,000 円(税抜)

双眼実体顕微鏡 アーム式架台セット AR-Z68-A

価格 140,000 円(税抜)

双眼実体顕微鏡 落射透過照明付き架台セット AR-Z68-B3W

価格 170,000 円(税抜)

オプション品 接眼レンズ・補助対物レンズ 使用時の光学性能仕様

	補助対物レンズ0.5X 作動距離 180 mm SZ0.5X オプション品 価格 10,000 円(税抜)	補助対物レンズ0.75X 作動距離 110 mm SZ0.75X オプション品 価格 10,000 円(税抜)	標準ズーム本体 0.68~4.7X 作動距離 100 mm	補助対物レンズ2X 作動距離 39 mm SZ2.0X オプション品 価格 10,000 円(税抜)
接眼レンズ 10X 視野数23 WF10X/23 標準付属品 価格 1個 9,000 円(税抜)	観察倍率 3.4 ~ 23.5	観察倍率 5.1 ~ 35.25	観察倍率 6.8 ~ 47	観察倍率 13.6 ~ 94
実視野(φ mm) 67.6 ~ 9.79	実視野(φ mm) 45.1 ~ 6.52	実視野(φ mm) 33.82 ~ 4.89	実視野(φ mm) 16.91 ~ 2.45	
接眼レンズ 15X 視野数16 WF15X/16 ヘルコイ付 価格 1個 12,000 円(税抜)	観察倍率 5.1 ~ 35.25	観察倍率 7.65 ~ 52.88	観察倍率 10.2 ~ 70.5	観察倍率 20.4 ~ 141
実視野(φ mm) 47.06 ~ 6.81	実視野(φ mm) 31.37 ~ 4.53	実視野(φ mm) 23.53 ~ 3.40	実視野(φ mm) 11.76 ~ 1.70	
接眼レンズ 20X 視野数12 WF20X/12 ヘルコイ付 価格 1個 15,000 円(税抜)	観察倍率 6.8 ~ 47	観察倍率 10.2 ~ 70.5	観察倍率 13.6 ~ 94	観察倍率 27.2 ~ 188
実視野(φ mm) 35.29 ~ 5.11	実視野(φ mm) 23.53 ~ 3.40	実視野(φ mm) 17.65 ~ 2.55	実視野(φ mm) 8.82 ~ 1.28	

双眼ズーム式実体顕微鏡 AR-Z65シリーズ

コストパフォーマンスを追求した、双眼実体顕微鏡シリーズ

双眼ズーム式実体顕微鏡 本体

AR-Z65(S) 価格 85,000円(税抜)

製品仕様
観察総合倍率 7 ~ 45X ズーム比 6.4
接眼レンズ10X(視野数22)視度補正付き WF10X/22
本体ズーム 0.7 ~ 4.5X
鏡筒傾斜角 40°
作動距離 100 mm
グリノー光学系

※「本体」にフォーカシングユニット・架台は付属しません。
 ※ オプションの接眼レンズ・補助対物レンズは、本ページ下段表をご覧ください。



AR-Z65(S)

視野数 22




AR-Z65PSN 正面

実体顕微鏡 小型ポール式架台セット

AR-Z65-PSN 価格 90,000円(税抜)

製品構成 / 仕様
双眼ズーム式実体顕微鏡 本体 AR-Z65(S)
小型ポール式架台
寸法 220(W) x 300(D) x 310(H) mm
白黒プレート板 付属
フォーカシングユニット
上下動ストローク 約 40 mm
最大試料高さ 145 mm
質量 約 4.5 kg

※ 小型ポール式架台をアーム式架台に変更する場合は、
 型番: AR-Z65-A 価格: 100,000円(税抜)



AR-Z65PSN



AR-Z65PSN 側面

実体顕微鏡 落射透過照明付き架台セット

AR-Z65-B3W 価格 140,000円(税抜)

製品構成 / 仕様
双眼ズーム式実体顕微鏡 本体 AR-Z65(S)
LED落射・透過照明付きポール式架台
寸法 205(W) x 275(D) x 295(H) mm
ガラスプレート・白黒プレート付属
フォーカシングユニット: 上下動ストローク 約 40 mm
最大試料高さ 175 mm
質量 約 5.2 kg



AR-Z65-B3W

◎ リング照明セット

実体顕微鏡 小型ポール式架台 LEDリング照明セット

AR-Z65PSN-48 価格 106,000円(税抜)

製品構成 / 仕様
実体顕微鏡 小型ポール式架台セット AR-Z65PSN
LEDリング照明 LED-R48



AR-Z65PSN-48

実体顕微鏡 小型ポール式架台 LEDリング照明セット

AR-Z65PSN-72 価格 113,000円(税抜)

製品構成 / 仕様
実体顕微鏡 小型ポール式架台セット AR-Z65PSN
4方向独立照射型LEDリング照明 LED-R72



AR-Z65PSN-72

オプション品 接眼レンズ・補助対物レンズ 使用時の光学性能仕様

	補助対物レンズ0.5X 作動距離 180 mm SZ0.5X オプション品 価格 10,000円(税抜)	補助対物レンズ0.75X 作動距離 110 mm SZ0.75X オプション品 価格 10,000円(税抜)	標準ズーム本体 0.7~4.5X 作動距離 100 mm	補助対物レンズ2X 作動距離 39 mm SZ2.0X オプション品 価格 10,000円(税抜)
接眼レンズ 10X 視野数22 WF10X/22 標準付属品 価格 8,000円(税抜)	観察倍率 3.5 ~ 22.5	観察倍率 5.25 ~ 33.75	観察倍率 7 ~ 45	観察倍率 14 ~ 90
	実視野 (φ mm) 62.9 ~ 9.8	実視野 (φ mm) 41.9 ~ 6.52	実視野 (φ mm) 31.43 ~ 4.89	実視野 (φ mm) 15.71 ~ 2.44
接眼レンズ 15X 視野数16 WF15X/16 ヘルコイ付 価格 12,000円(税抜)	観察倍率 5.25 ~ 33.75	観察倍率 7.88 ~ 50.63	観察倍率 10.5 ~ 67.5	観察倍率 21 ~ 135
	実視野 (φ mm) 45.71 ~ 7.11	実視野 (φ mm) 30.48 ~ 4.74	実視野 (φ mm) 22.86 ~ 3.56	実視野 (φ mm) 11.43 ~ 1.78
接眼レンズ 20X 視野数12 WF20X/12 ヘルコイ付 価格 15,000円(税抜)	観察倍率 7 ~ 45	観察倍率 10.5 ~ 67.5	観察倍率 14 ~ 90	観察倍率 28 ~ 180
	実視野 (φ mm) 34.28 ~ 5.33	実視野 (φ mm) 22.85 ~ 3.55	実視野 (φ mm) 17.14 ~ 2.67	実視野 (φ mm) 8.57 ~ 1.33

三眼ズーム式実体顕微鏡 AR-Z3TR / 双眼ズーム式実体顕微鏡 AR-Z2

オプション品

200万画素フルHDデジタルカメラ
AR-YW3630 価格 120,000 円(税抜)
 ※ 1/2"CMOS(PC不要/モニター必要)



オプション品

USB 3.0 CMOS カメラ
ARU3-S シリーズ
 価格 98,000~180,000 円(税抜)



ARU3-1504S (1/2.5") **ARU3-11000S** (1/2.3")
ARU3-1300S (1/2") **ARU3-4133S** (1/1.8")
 ※ USBカメラ(PC必要), 画像表示・保存ソフト付属


オプション品

PCモニターダイレクトカメラ
AR-D200HD 価格 78,000 円(税抜)
 ※ 1/3"CMOS(PC不要/モニター必要)



オプション品

ディスプレイ一体型
 Cマウントカメラ
AR-YW5613
 価格 180,000 円(税抜)
 ※ 1/2"CMOS
 11.6インチ液晶(PC不要/モニター不要)



オプション品

Cマウント4Kカメラ
AR-YW5109P
 価格 168,000 円(税抜)
 ※ 1/1.8"CMOS(PC不要/4Kモニター必要)



カメラ撮像素子サイズ
 1/3インチ 1/2.8インチ

カメラ撮像素子サイズ
 1/2.5インチ 1/2.3インチ 1/2インチ 1/1.8インチ

カメラ撮像素子サイズ
 1/1.2インチ など

Cマウント0.35X推奨

Cマウント0.5X推奨

標準Cマウント1Xも利用可能

1/1.2"カメラご利用時のCマウントは1Xのみ対応

オプション品

Cマウント0.35X
AR-CTV0.35X
 価格 20,000 円(税抜)



オプション品

Cマウント0.5X
AR-CTV0.5X
 価格 20,000 円(税抜)



標準付属品

Cマウント1X
AR-CTV1X

※ Cマウントは、3種類のうちいずれか一つを使用

オプション品 (AR-Z2共通)

接眼レンズ20X
WF20X/10
 価格 18,000 円(税抜) (2個1組)
 ※ 視野数10 観察倍率14~90X



オプション品 (AR-Z2共通)

接眼ミクロメーター 水平目盛り
AR1000 (標準接眼レンズ10X用)
 価格 8,000 円(税抜)
 ※ 20Xの接眼レンズには取付不可



オプション品 (AR-Z2共通)

補助対物レンズ 0.3X 補助対物レンズ 0.5X
OB0.3X ※ WD287mm **OB0.5X** ※ WD165mm
 価格 20,000 円(税抜) 価格 15,000 円(税抜)

補助対物レンズ 1.5X 補助対物レンズ 2X
OB1.5X ※ WD45mm **OB2.0X** ※ WD30mm
 価格 15,000 円(税抜) 価格 15,000 円(税抜)



オプション品 (AR-Z2共通)

標準架台用透過照明装置
LED-2916
 価格 35,000 円(税抜)



三眼ズーム式実体顕微鏡
AR-Z3TR



オプション品 (AR-Z2共通)
 長支柱 対応可能
 ※ 別途お見積り

標準付属品
 白黒プレート板

三眼ズーム式実体顕微鏡 標準仕様

AR-Z3TR 価格 90,000 円(税抜)

製品仕様 / 製品構成
観察総合倍率 7 ~ 45X
接眼レンズ 10X 視野数 20
対物レンズ 0.7 ~ 4.5X
作動距離 100 mm
グリノー式光学系
Cマウント 1X 付属
両眼視度補正付き
標準架台
寸法 200(W)x255(D)x27(H) mm
支柱長さ 250mm
サンプルクリップ2個 付属
白黒プレート板 付属
フォーカシングユニット
上下動ストローク 約 47 mm
最大試料高さ 150mm (照明取付無しの状態)
質量 4.3 kg

※目視とカメラ画像の同時観察が可能



双眼ズーム式実体顕微鏡 標準仕様

AR-Z2 価格 75,000 円(税抜)

製品仕様 / 製品構成
観察総合倍率 7 ~ 45X
接眼レンズ 10X 視野数 20
対物レンズ 0.7 ~ 4.5X
作動距離 100 mm
グリノー式光学系
両眼視度補正付き
標準架台
寸法 200(W)x255(D)x27(H) mm
支柱長さ 250mm
サンプルクリップ2個 付属
白黒プレート板 付属
フォーカシングユニット
上下動ストローク 約 47 mm
最大試料高さ 150mm (照明取付無しの状態)
質量 4.1 kg



双眼ズーム式実体顕微鏡
AR-Z2



三眼／双眼ズーム式実体顕微鏡 架台・照明セット

標準架台 リング照明セット

セットの実体顕微鏡 セットの リング照明	三眼ズーム式実体顕微鏡 AR-Z3TR	双眼ズーム式実体顕微鏡 AR-Z2
4方向独立照射 LEDリング照明 LED-R72	セット 型番 AR-Z3TR-72 価格 113,000 円	セット 型番 AR-Z2-72 価格 98,000 円
LEDリング照明 LED-R48	セット 型番 AR-Z3TR-48 価格 106,000 円	セット 型番 AR-Z2-48 価格 91,000 円

(税抜価格)



ユニバーサルスタンド(AR-STL1)+リング照明セット

セットの実体顕微鏡 セットの リング照明	三眼ズーム式実体顕微鏡 AR-Z3TR (標準架台除く)	双眼ズーム式実体顕微鏡 AR-Z2 (標準架台除く)
4方向独立照射 LEDリング照明 LED-R72	セット 型番 AR-Z3TR-STL72 セット価格 173,000 円	セット 型番 AR-Z2-STL72 セット価格 158,000 円
LEDリング照明 LED-R48	セット 型番 AR-Z3TR-STL48 セット価格 166,000 円	セット 型番 AR-Z2-STL48 セット価格 151,000 円

(税抜価格)



大型架台(AR-D)+リング照明セット

セットの実体顕微鏡 セットの リング照明	三眼ズーム式実体顕微鏡 AR-Z3TR (標準架台除く)	双眼ズーム式実体顕微鏡 AR-Z2 (標準架台除く)
4方向独立照射 LEDリング照明 LED-R72	セット 型番 AR-Z3TRD-72 セット価格 128,000 円	セット 型番 AR-Z2D-72 セット価格 113,000 円
LEDリング照明 LED-R48	セット 型番 AR-Z3TRD-48 セット価格 121,000 円	セット 型番 AR-Z2D-48 セット価格 106,000 円

(税抜価格)



テーブルクランプスタンド(AR-STL9)+リング照明セット

セットの実体顕微鏡 セットの リング照明	三眼ズーム式実体顕微鏡 AR-Z3TR (標準架台除く)	双眼ズーム式実体顕微鏡 AR-Z2 (標準架台除く)
4方向独立照射 LEDリング照明 LED-R72	セット 型番 AR-Z3TR-STL9-72 セット価格 206,000 円	セット 型番 AR-Z2-STL9-72 セット価格 191,000 円
LEDリング照明 LED-R48	セット 型番 AR-Z3TR-STL9-48 セット価格 199,000 円	セット 型番 AR-Z2-STL9-48 セット価格 184,000 円

(税抜価格)



変倍式実体顕微鏡 AR-N12 / AR-N13 / AR-N24

① 標準セット(標準架台付属)

総合倍率 10X/20X **AR-N12**
総合倍率 10X/30X **AR-N13**
総合倍率 20X/40X **AR-N24**

価格 各 58,000 円
(税抜)



白黒プレート 付属

② 標準架台+LEDリング照明セット

総合倍率 10X/20X **AR-N12-48**
総合倍率 10X/30X **AR-N13-48**
総合倍率 20X/40X **AR-N24-48**

価格 各 74,000 円
(税抜)



白黒プレート 付属

③ LED落射・透過照明架台セット

総合倍率 10X/20X **AR-N12-B3W**
総合倍率 10X/30X **AR-N13-B3W**
総合倍率 20X/40X **AR-N24-B3W**

価格 各 74,000 円
(税抜)



透過用プレート
電源ケーブル 付属
寸法:凸部除く

顕微鏡共通仕様	
鏡体	双眼変倍式
作動距離	100 mm
接眼レンズ	10X(視野数20)
鏡体胴周り	φ 76 mm
フォーカシングユニット	上下動ストローク 約 47 mm

① 標準セット(標準架台付属)

最大試料高さ	120 mm
質量	約 3.5 kg

② 標準架台+LEDリング照明セット

最大試料高さ	100 mm
質量	約 3.6 kg
付属リング照明	LED-R48

③ LED落射・透過照明架台セット

最大試料高さ	120 mm
質量	約 4.0 kg

◎ AR-Nシリーズ共通オプション

接眼レンズ15倍 **WF15X** 18,000円(2個1組) | 接眼レンズ20倍 **WF20X** 18,000円(2個1組)

オプション 各種スタンド


本カタログ掲載の実体顕微鏡本体・フォーカシングユニットと組み合わせて、ご利用いただけます

※搭載する顕微鏡や写真装置により、有効ストローク長は変わります ※本ページ図面の単位はすべて [mm]

フォーカシングユニット(粗動タイプ)

AR-ZF

価格 20,000円(税抜)




大型架台

6ページ 架台・照明セット品掲載

AR-D

価格 20,000円(税抜)




※顕微鏡取付時はフォーカシングユニットAR-ZFが必要です

ユニバーサルスタンド

6ページ 架台・照明セット品掲載

AR-STL1

価格 65,000円(税抜)




※顕微鏡取付時はフォーカシングユニットAR-ZFが必要です 重量: 12.7 kg

大型架台

AR-BSM5040

価格 110,000円(税抜)



※顕微鏡取付時はフォーカシングユニットAR-ZFが必要です

テーブルクランプスタンド

6ページ 架台・照明セット品掲載


AR-STL9-ZF

価格 118,000円(税抜)



※フォーカシングユニット付属

テーブル取り付け時



フォーカシングユニット無しの場合

AR-STL9 価格 98,000円(税抜)

ユニバーサルスタンド

※フォーカシングユニット AR-ZF 付属

AR-STL2-ZF

価格 115,000円(税抜)



フォーカシングユニット無しの場合

AR-STL2


価格 95,000円(税抜)

テーブルクランプ式スイングアームスタンド

※専用フォーカシングユニット付属

AR-STL6B-ZF3

価格 160,000円(税抜)



オプション 各種照明装置

リング照明は、本カタログ掲載の実体顕微鏡本体に、アタッチメント不要で取付可能です。照明各製品の詳細は、別途 [照明装置専用カタログ](#) をご覧ください。

4方向独立照射型LEDリング照明装置

LED-R72

価格 23,000円(税抜)



LEDリング照明装置

LED-R48

価格 16,000円(税抜)



二色温度LEDリング照明装置

LED-R2765

価格 40,000円(税抜)



LEDリング偏光照明装置

LED-R78POL

価格 40,000円(税抜)



ダブルアームLED照明装置

LED-W60

価格 40,000円(税抜)



支柱取付型ダブルアームLED照明装置

LED-W90

価格 40,000円(税抜)



付属の金具で各種架台の支柱にコントローラー本体を固定して使用します。

UV365nmダブルアームLED照明装置

LED-UV365W

価格 75,000円(税抜)



赤外光LEDリング照明

LED-R850IR

価格 28,000円(税抜)



光源波長850nm

アームシステム株式会社 営業部のご案内

アームシステム営業部にて、各種顕微鏡、中古顕微鏡などを実際にご覧いただけます。完全予約制となりますので、来社される場合は、事前にご連絡ください。



〒158-0093 東京都世田谷区上野毛 1-27-6 カレスプレイス上野毛2F
(旧エクセル上野毛)

東急大井町線 上野毛駅 北口より 徒歩1分

※ 弊社専用駐車場はご用意しておりません。



アームシステム株式会社

〒158-0093 東京都世田谷区上野毛 1-27-6-2F

TEL : 03-5758-1888 / FAX : 03-5758-1881

URL : <https://www.armssystem.co.jp>

E-mail : arms@armssystem.co.jp

直接メールをお送りいただく場合には
内容に関わらず件名に **お問い合わせ**
という文言を付け加えてください。



お問い合わせは下記まで